



B1	B2	C2	X	C1	D1	D2	A1	A2	1	2	3
----	----	----	---	----	----	----	----	----	---	---	---




MBB Mussels 2006 DNA samples 0.8% agarose gel

X = mistake or empty
1 = 100 bp ladder
2 = 1.0 ug lambda Hind III markers
3 = 0.5 ug lambda Hind III markers


X	F1	F2	I1	I2	X	J1	J2	X	1	2	3
---	----	----	----	----	---	----	----	---	---	---	---



G1	G2	X	X	K1	K2	L1	L2	X	1	2	3
----	----	---	---	----	----	----	----	---	---	---	---



N1	N2	E1	E2	H1	H2	X	M2	M1	1	2	3
----	----	----	----	----	----	---	----	----	---	---	---



MBB Mussels 2006 DNA samples 0.8% agarose gel

X = mistake or empty
 1 = 100 bp ladder
 2 = 1.0 ug lambda Hind III markers
 3 = 0.5 ug lambda Hind III markers

Some samples were rerun on day 2
 & are shown on the bottom 2 gels.

G1	G2	L1	L2	M1	M2	H1	H2	H2	1	2	X
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---



E1	E2	F1	F2	C1	C2	1	2	X	X	X	X
----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---

